


## Du styrer selv din egen komfort

Med drenasje-systemet PleurX er det du som bestemmer det tidspunktet og stedet som passer best for å tappe ut væske-opsamlinger.

- Tapping kan gjøres hjemme hos deg selv eller der du måtte ønske
- Du kan tappe bort væske før det oppstår ubehag
- Det tar vanligvis bare mellom 5 til 15 minutter
- Du kan behandle dine symptomer hvis du er på reise



## PleurX drenasje-system: Løsningen for å kontrollere væske-opsamlinger

Spør din lege om PleurX drenasje-system kan være det rette for deg.




Det er enkelt å få bestilt forbruksvarene som hører til PleurX drenasje-system, og de kan leveres hjem til deg eller på institusjon. PleurX er godkjent av HELFO som behandlingshjelpemiddel.

PleurX drenasje-system distribueres i Norge av OneMed AS. Besøk gjerne våre hjemmesider eller ring oss.

**ONEMED**

Bølerveien 63  
2020 Skedsmokorset  
63 84 22 00  
[www.onemed.no](http://www.onemed.no)



## PleurX® Drenasje- System

En praktisk løsning for hjemme-behandling av pasienter med pleura-væske eller malign ascites





## Håndter væske-oppsamling hjemme hos deg selv

Leger anbefaler PleurX ved følgende tilstander:

**Pleura-væske** – oppsamling av væske rundt dine lunger, hvilket kan føre til tungpustenhet.


**Malign ascites** – oppsamling av væske i magen, hvilket øker trykket i magen og gir ubehag.

Gjentatte væskeoppsamlinger kan bety et besøk til din lege eller sykehuset.

## En enkel løsning for å håndtere væske

PleurX drensasje-system inkluderer en liten tømme-slange (kateter) og aktive vakuumbolter for å samle opp væske. Tømme-slangen kan legges inn ved en enkel dagkirurgisk prosedyre, enten i brystet (pleura) eller i magen (malign ascites).

Enden av slangen forblir på utsiden av kroppen og skjules under en selvheftende bandasje når den ikke er i bruk. Når du måtte ha behov for å tømme væske, kobler du bare sammen enden av tømme-slangen til vakuumbolten og slangen som er festet på denne.



## \*Følg disse 4 enkle trinnene:

### 1. Forberedelse

Før du starter, så sørg for å vaske hendene dine for å forebygge infeksjon




### 2. Tilkobling

Koble til slangen fra vakuumbolten til tømme-slangen. Et litte klikk høres når den er på plass



### 3. Tapping

Når du bryter forseglingen på oppsamlings-flasken, vil vakuumbolten automatisk tappe væske. Når tappingen stanser, kobler du fra slangen.



### 4. Bandasje

PleurX lar deg tappe væske hjemme hos deg selv og når det passer best for deg, slik at du kan håndtere det før ubehag oppstår. De fleste bruker bare mellom 5-15 minutter på tapping.

PleurX drenasje-system er sikkert, klinisk utprøvd og har hjulpet mer enn 100 000 pasienter siden 1997.

**A.** Den beskyttende bandasjen er nærmest usynlig under klær. Sett på en ny bandasje etter hver tapping for å beskytte mot lekkasje og for å beskytte området når du dusjer.

**B.** Enden av tømme-slangen forblir på utsiden av kroppen og er dekket av en tynn beskyttende bandasje når den ikke er i bruk.

Etter hver tapping setter du på en ny bandasje for å dekke over tømme-slangen



\*For detaljert instruksjon, inkludert advarsler, vennligst les hele bruksanvisningen til produktet før tappe-prosedyre påbegynnes.

## Drenasje-System

En praktisk løsning for hjemme-behandling av pasienter med pleura-væske eller malign ascites